

# Microdetection 荧光定量读数仪



# Microdetection 荧光定量读数仪



## 机器相关照片



机器的构成：电源线接口，开关，试纸条卡座，标定小芯片插槽，备用扫描枪电源接口，USB口（1个），串口，打印机（可配置），一维码二维码扫描窗口（可配置），以及最主要的操作界面。

# 仪器整机结构示意图



- |          |        |        |           |
|----------|--------|--------|-----------|
| 1、开关     | 2、电源接口 | 3、扫描窗口 | 4、试纸条卡座   |
| 5、标定芯片插槽 | 6、USB口 | 7、串口   | 8、扫描枪电源接口 |

仪器尺寸：210mm×197mm×84mm

触屏尺寸：3.5英寸

重量：1.4kg

仪器CV值：<1.5%

# 仪器正面图



- 1、内置打印机
- 2、操作按钮
- 3、3.5英寸触摸屏操作

## 仪器正侧面图




- 1、标定数据小芯片插槽
- 2、试纸条卡座（可根据实际试纸条定制）

# 仪器背侧面图



- 1、开关
- 2、电源插座

# 仪器左右侧面图



1、外置扫描枪电源插孔 2、串口 3、USB口 4、一维码二维码扫描窗口

仪器通过USB线可以直接连接到电脑通过电脑软件可进行样品测量。



# 仪器性能

- ▶ 技术参数:
- ▶ 最低检测线: 满量程信号值 0.05%
- ▶ 仪器信噪比: 0.01% (1:10000)
- ▶ T/C比值重复性: 0.5% (大于50%光强)
- ▶ 仪器之间的一致性: 3% (大于50%光强)
- ▶ 带一维码、二维码扫描参数输入模块
- ▶ 带无线模块

更多信息敬请登录我们官方网站或直接与我们联系！

南京微测生物科技有限公司

地址：南京市高新区新锦湖路3-1号中丹生命科学产业园B栋1307室

电话：025-58181736

传真：025-58181737

网址：[www.microdetection.cn](http://www.microdetection.cn)

Email：[info@microdetection.cn](mailto:info@microdetection.cn)



为创新而生

PASSION FOR INNOVATION